

## **BLEPHASTEAM: DOMANDE E RISPOSTE**

### **1. COS'E' BLEPHASTEAM?**

Blephasteam è un dispositivo innovativo e brevettato, che fornisce calore nell'area palpebrale ed è stato progettato per alleviare i sintomi dovuti alle disfunzioni delle ghiandole di Meibomio.

Queste disfunzioni causano un gran numero di irritazioni oculari, tra cui blefarite cronica, rosacea (dell'adulto e del bambino), meibomite, calazi ricorrenti, secchezza oculare.

### **2. COSA SONO LE GHIANDOLE DI MEIBOMIO?**

Le ghiandole di Meibomio sono ghiandole situate lungo il bordo palpebrale. Esse producono una sostanza oleosa che protegge gli occhi dalla secchezza e dai danni superficiali.

In caso di ostruzione delle ghiandole possono manifestarsi condizioni patologiche: le vostre ghiandole diventano gonfie e le vostre palpebre infiammate, e questo causa irritazione, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo. Occhi rossi ed infiammati sono segni caratteristici di un'inflammazione palpebrale.

BLEPHASTEAM è progettato per determinare un effetto termico latente in grado di rimuovere l'ostacolo alla secrezione delle ghiandole di Meibomio e migliorare la funzione palpebrale ed oculare.

### **3. COME USARE BLEPHASTEAM?**

Si raccomanda di utilizzare BLEPHASTEAM due volte al giorno se non diversamente indicato dal suo oculista. Lasciar trascorrere almeno 4 ore tra ogni seduta.

E' importante seguire accuratamente le istruzioni d'uso e le raccomandazioni del suo oculista.

Il dispositivo BLEPHASTEAM deve essere utilizzato da un singolo individuo e deve essere pulito dopo ogni uso con l'apposito panno fornito nella confezione.

Il dispositivo deve essere usato esclusivamente con gli anelli BLEPHASTEAM inumiditi (ma non gocciolanti). Questi anelli sono monouso e devono essere gettati via dopo l'uso. Per ogni seduta di trattamento devono essere utilizzati anelli nuovi, al fine di garantire un'efficacia ottimale del trattamento.

### **4. POSSO USARE BLEPHASTEAM CON LE LENTI A CONTATTO?**

Come per tutti i trattamenti oculari, è opportuno rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.

### **5. POSSO USARE BLEPHASTEAM IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI PRODOTTI?**

Se si utilizzano lenti a contatto, occorre sempre rimuoverle prima di utilizzare BLEPHASTEAM.

Non si devono utilizzare colliri per almeno 15 minuti dopo l'uso di BLEPHASTEAM.

### **6. I BAMBINI POSSONO USARE BLEPHASTEAM?**

BLEPHASTEAM può essere utilizzato nei bambini solo sotto la supervisione di un adulto e dopo aver consultato un oculista.

## **7. A CHE TEMPERATURA FUNZIONA BLEPHASTEAM?**

Blephasteam scalda le palpebre a circa 40°C, temperatura che si è dimostrata sufficiente a sciogliere le secrezioni senza alcun rischio per gli occhi e le palpebre.

La sicurezza e l'efficacia di Blephasteam sono state verificate in numerosi studi clinici. Il livello di temperatura ed umidità, combinato con la durata del trattamento, si è dimostrato sicuro e facile.

## **8. QUANTO DURA IL CALORE PRODOTTO DA BLEPHASTEAM?**

Il calore prodotto dal device dura per il periodo del trattamento, circa 10 minuti, durante i quali è possibile leggere, guardare la TV o semplicemente riposarsi.

## **9. QUAL E' LA PROCEDURA PER PULIRE BLEPHASTEAM?**

Il dispositivo BLEPHASTEAM deve essere utilizzato da un singolo individuo e deve essere pulito dopo ogni uso con l'apposito panno fornito nella. Non immergere il dispositivo in acqua o pulire sotto l'acqua corrente.

## **10. QUANDO NON DEVO USARE BLEPHASTEAM?**

BLEPHASTEAM non deve essere usato, se non dopo parere del medico:

- In caso di malattie acute degli occhi e/o delle palpebre,
- In caso di traumi recenti e lesioni corneali degli occhi,
- In caso di seborrea di Meibomio (eccessiva secrezione prodotta dalle ghiandole palpebrali)
- Dopo un intervento chirurgico oftalmico o della superficie peri-oculare.

Per qualsiasi patologia concomitante o di controindicazione, chiedi consiglio al tuo oculista-

## **11. DOVE POSSO ACQUISTARE BLEPHASTEAM E GLI ANELLI PER IL TRATTAMENTO?**

Blephasteam e gli anelli per il trattamento possono essere acquistati esclusivamente attraverso il sito internet [www.oftadirect.com](http://www.oftadirect.com), il sito ufficiale per la vendita a distanza dei prodotti Thea Italia.

## **12. QUAL E' IL PERIODO DI GARANZIA PER BLEPHASTEAM?**

La garanzia resta valida per un anno dalla data di acquisto: la garanzia copre eventuali guasti, difetti del materiale o di lavorazione a condizione che il prodotto sia stato rigorosamente utilizzato in conformità con le istruzioni.

E' possibile prolungare la copertura di ulteriori 2 anni acquistando la garanzia aggiuntiva sul sito [www.oftadirect.it](http://www.oftadirect.it).

## **13. COME POSSO RESTITUIRE UN DISPOSITIVO DIFETTOSO?**

In caso di guasto o malfunzionamento si prega di restituire il prodotto a

*Farmila-Théa Farmaceutici, via Enrico Fermi, 50 – 20019 Settimo Milanese (MILANO)*

Il prodotto dev'essere restituito nella sua confezione originale, con la ricevuta di acquisto e con una spiegazione del malfunzionamento; non deve aver subito

danni dovuti ad un errato utilizzo e gli elementi elettrici non devono essere stati aperti.

Le spese di spedizione sono a carico del cliente.

Il dispositivo non verrà rimborsato, ma rimpiazzato con uno funzionante.

Per qualsiasi altro problema o questione connessa al funzionamento di questo dispositivo, si prega di contattare Farmila-Théa all'indirizzo indicato sulla confezione o al numero verde 800.12 80 63.