

# Hydrabak

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Soluzione per l'idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto.  
Flacone ABAK® – Senza conservanti.

### COMPOSIZIONE:

Cloruro di sodio 0,9%, sodio diidrogeno fosfato diidrato, sodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

### NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

LABORATOIRES THÉA - 12 rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND - Cedex 2 - FRANCE.

### IN QUALI CASI SI UTILIZZA QUESTO DISPOSITIVO:

HYDRABAK, è indicato nei portatori di lenti a contatto per l'idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto allo scopo di migliorare il comfort di chi le porta. HYDRABAK non contiene conservanti e può essere utilizzato mentre si indossano le lenti a contatto.

HYDRABAK, è ugualmente indicato nei soggetti che presentano sensazione di bruciore, di formicolio, di fatica oculare non di tipo patologico, indotte da fattori esterni quali:

- Lavoro con il video (computer, videoterminali, televisione).
- Ambiente secco (climatizzatore, caldo secco ...).
- Fumi.
- Polveri.

### AVVERTENZE E SPECIALI PRECAUZIONI PER L'USO:

- Non utilizzare HYDRABAK in caso di precedenti reazioni allergiche ad uno dei suoi componenti.
- Evitare di toccare l'occhio con l'estremità del flacone.
- Non iniettare.
- Non ingerire.

In caso di danneggiamento della chiusura di sicurezza, non utilizzare il prodotto.

### INTERAZIONI CON FARMACI ED ALTRE INTERAZIONI:

È consigliabile aspettare 10 minuti tra la somministrazione di due prodotti oculari.

### COME UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO:

#### POSOLOGIA:

1 goccia, da 3 a 4 volte al giorno e fino ad 8 volte al giorno, se i disturbi lo richiedono.

### MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

Uso topico. PER INSTILLAZIONE OCULARE.

Per una buona utilizzazione del dispositivo alcune precauzioni devono essere seguite:

- Lavarsi accuratamente le mani prima di applicare il prodotto.
- Evitare il contatto dell'estremità del flacone con l'occhio o le palpebre.

Instillare 1 goccia di prodotto nel sacco congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il basso e guardando in alto. Dopo l'instillazione qualche ammiccamento assicura una ripartizione uniforme di HYDRABAK, sull'occhio e sulla lente a contatto. Questo prodotto senza conservanti si presenta in un flacone munito di un filtro. Richiudere il flacone dopo utilizzo.

### FREQUENZA E QUANDO IL PRODOTTO DEVE ESSERE SOMMINISTRATO:

Ripartire le instillazioni nel corso della giornata, secondo necessità. In media, da 3 a 4 volte al giorno e fino ad 8 volte al giorno, secondo necessità. Al fine di garantire una buona idratazione della superficie oculare e delle lenti a contatto si consiglia di suddividere le instillazioni durante tutta la giornata.

### CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO:

NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE ESTERNA.

### PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:

Conservare ad una temperatura inferiore ai 25°C. Questo flacone può essere utilizzato per 8 settimane dopo l'apertura.

NON LASCIARE A PORTATA DI MANO DEI BAMBINI.

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE MARK	€ 15,15

Collirio soluzione (flacone 10 ml)